


Monoklonaler Anti-Mmp13-Antikörper Für Wb, Elisa - P45452

Artikelnummer: CM0008001



Einführung

Monoklonaler MMP13-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes MMP13 (Kollagenase 3), SWISS P45452, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Studien zur Degradation der extrazellulären Matrix und zur Knochenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP13-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4322
Gen-ID	4322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 104-272 des humanen MMP13 (NP_002418.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P45452
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku