


## Anti-Mmp13 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Artikelnummer: CM0002750



### Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes MMP13 (Kollagenase 3) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zur Degradation der extrazellulären Matrix, Knochenentwicklung und Krebsinvasion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MMP13 Kaninchen mAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; MMP13                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| GenID             | 4322                                                                                                                      |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid (A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human MMP13 (P45452)) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                     |
| SWISS             | P45452                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 54kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |