


Anti-Mmp14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P50281

Artikelnummer: CM0025669



Einführung

MMP14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA in Mensch und Maus. Erkennt eine 66 kDa große Membran-Typ-Matrix-Metalloproteinase, die am ECM-Umbau und der Zellmigration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4323
GeneID	4323
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 21-538 von humanem MMP14 (NP_004986.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P50281
Protein-Gewicht	66kDa
Versand	Eistüte