


Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P50281

Artikelnummer: CM0003304



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes MMP14/MT1-MMP, validiert für WB, IHC-P, FC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix und von Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP14/MT1-MMP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4323
Gen-ID	4323
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem MMP14 (P50281) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50281
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel