


Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P50281

Artikelnummer: CM0016091



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MMP14/MT1-MMP, validiert für IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Mechanismen der extrazellulären Matrixdegradation, Zellmigration, Angiogenese und Tumordinvasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP14/MT1-MMP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4323
GenID	4323
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 75-174 von humanem MMP14/MT1-MMP (NP_004986.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50281
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel