


Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50281

Artikelnummer: CM0030110



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen MMP14/MT1-MMP gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Reagiert mit humanem, murinem und rattigem MMP14; geeignet zur Untersuchung von Kollagenolyse, Zellmigration und Notch-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP14/MT1-MMP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4323
GenID	4323
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50281
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel