


Anti-Mmp16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51512

Artikelnummer: CM0016509



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes MMP16 (MT3-MMP), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Das Ziel ist eine membranständige Matrix-Metalloproteinase, die am Abbau der extrazellulären Matrix und an der vaskulären Remodellierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MMP-X2; C8orf57; MT-MMP2; MT-MMP3; MT3-MMP; MMP16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4325
GenID	4325
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 290-565 von humanem MMP16 (NP_005932.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51512
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel