


Anti-Mmp2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P08253

Artikelnummer: CM0006484



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes MMP2 (72 kDa Typ IV Kollagenase, Gelatinase A, CLG4), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes MMP2. Forschungsanwendung in Angiogenese, Tumorerkrankung und Matrixumbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLG4; MMP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	4313
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 451-660 von humanem MMP2 (NP_004521.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08253
Proteinmolekulargewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel