


Anti-Mmp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08253

Artikelnummer: CM0002812



Einführung

Anti-MMP2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit humanem, murinem und ratten MMP-2, einer sezernierten Metalloproteinase, die an Angiogenese und Tumordinvasion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	4313
GeneID	4313
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem MMP2 (P08253) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08253
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eistasche