


## Anti-Mmp2 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Artikelnummer: CM0014797



### Einführung

Dieser polyclonale Kaninchen-Antikörper gegen MMP2 erkennt humanes, murines und Ratten-MMP2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Erforschung von Angiogenese, Tumorinvasion und Geweberemodellierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MMP2 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GeneID (Mensch)   | 4313                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 4313                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-280 des humanen MMP2 (NP_004521.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | P08253                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 74 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |