

Anti-Mmp20 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - O60882

Artikelnummer: CM0029160



Einführung

MMP20 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Das Ziel ist Schmelz-Metalloprotease, die an der Bildung von Zahnschmelz beteiligt ist. Ideal für zahnmedizinische und skelettale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AI2A2; MMP-20; MMP20
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9313
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 108-310 des menschlichen MMP20 (NP_004762.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60882
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel