

Anti-Mmp25 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Artikelnummer: CM0022553

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MMP25. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Proteasen und extrazellulärer Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP25 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Spezies	Mensch
Gen-ID	64386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 321-539 des humanen MMP25 (NP_071913.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPA2
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Eisbeutel