

Anti-Mmp25 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Artikelnummer: CM0027427

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MMP25 (MT6-MMP/Leukolysin). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 350-540). ~63 kDa. Für Krebs- und Leukozytenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Spezies	Human
GeneID (Human)	64386
GeneID	64386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-540 des humanen MMP25 (NP_071913.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPA2
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistüte