

Anti-Mmp3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28862

Artikelnummer: CM0028979

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen MMP3 (Stromelysin-1) für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Maus-MMP3 mit einem Proteingewicht von 54 kDa. Geeignet für die Erforschung der extrazellulären Matrixdegradation und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	MMP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4314
GenID	17392
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 385-477 von humanem MMP3 (NP_034939.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P28862
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel