


Anti-Mmp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Artikelnummer: CM0018145



Einführung

MMP3 Kaninchen-pAb validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Stromelysin-1 ab, eine Schlüssel-Matrixmetalloproteinase bei ECM-Remodellierung, Entzündung und antiviraler Immunität. Ideal für Krebs- und Arthritis-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Spezies	Human
GenID (Human)	4314
GenID	4314
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08254
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel