


Anti-Mmp3 (Stromelysin-1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Artikelnummer: CM0006706



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes MMP3 (Stromelysin-1) abzielt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der ECM-Remodellierung und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP3 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Spezies	Mensch
Gen-ID	4314 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die Aminosäuren 385-477 von humanem MMP3 (NP_002413.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08254
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel