


Anti-Mmp7 (Matrilysin) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09237

Artikelnummer: CM0003948



Einführung

MMP7 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Reagiert spezifisch mit humanem Matrilysin (MMP-7), ~30 kDa. Ideal für die Erforschung des extrazellulären Matrixumbaus und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP7 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4316
Gen-ID	4316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-267 von humanem MMP7 (P09237) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09237
Proteingewicht	30kDa
Versand	Kühltasche