


Anti-Mmp7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09237

Artikelnummer: CM0017911



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes MMP7 (Matrilysin/PUMP-1), validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Erforschung von Matrix-Metalloproteinase-7 in Krebs, Gewebeumbau und der Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4316
GeneID	4316
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem MMP7 (NP_002414.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P09237
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel