


Anti-Mmp8 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22894

Artikelnummer: CM0020434



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen MMP8 (Neutrophilen-Kollagenase) für WB, IHC-P, ELISA Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu extrazellulärer Matrix und Entzündungen. SWISS: P22894.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	HNC; CLG1; MMP-8; PMNL-CL; MMP8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4317
Gen-ID	4317
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 101-467 des menschlichen MMP8 (NP_002415.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22894
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel