

Anti-Mmp9 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41245

Artikelnummer: CM0020291

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Maus-MMP9 (Gelatinase B, 92 kDa Typ IV Kollagenase). Validiert für WB und ELISA, ideal für die Untersuchung von ECM-Umbau, Knochenresorption und Metastasierung in der Mausforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Clg4b, Gel B, MMP-9, B/MMP9, pro-MMP-9, Pro-MMP9
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4318
GenID (Maus)	17395
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 108-730 von Maus-MMP9 entspricht (NP_038627.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P41245
Proteingewicht	80 KDa
Versand	Eisbeutel