


Anti-Mmp9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14780

Artikelnummer: CM0016196



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MMP9 (Gelatinase B, CLG4B). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Erforschung der extrazellulären Matrix und Leukozytenmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MMP9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Spezies	Human
GeneID (Human)	4318
GeneID	4318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 538-707 von humanem MMP9 (NP_004985.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14780
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel