


Anti-Mmut-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22033

Artikelnummer: CM0012352



Einführung

Hochwertiger Anti-MMUT-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion der Methylmalonyl-CoA-Mutase in der Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMUT-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MCM; MUT; MMUT
Art	Mensch
GeneID	4594
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen MMUT (P22033) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22033
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku