

Anti-Mnat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P51948

Artikelnummer: CM0019080



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MNAT1 (MAT1/CDK7-Assemblierungsfaktor), geeignet für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Für Zellzyklus- und Transkriptionsregulationsforschung. Proteingewicht 36 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MNAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAT1; TFB3; CAP35; RNF66; MNAT1
Spezies	Human
Gen-ID	4331
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-309 von humanem MNAT1 (NP_002422.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P51948
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel