


Anti-Mob1A/B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Artikelnummer: CM0004902



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes MOB1A/B, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Hippo-Signalweg- und Krebsforschung. One-Stop-Bezug von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOB1A/B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MOB1; MATS1; Mob4B; C2orf6; MOBK1B; MABKL1B; MOBKL1B; MOB1A/B
Spezies	Human
GeneID (Human)	55233/92597
GeneID	55233/92597
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MOB1A/B (NP_060691.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8S9 / Q7I9L4
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel