


Anti-Mob4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3A3

Artikelnummer: CM0024968



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes MOB4, validiert für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Funktionen des STRIPAK-Komplexes bei zellulärer Signalübertragung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOB4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	2C4D; MOB1; MOB3; PHOCN; PREI3; CGI-95; MOBKL3; MOB4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25843
Gen-ID	25843
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-225 von humanem MOB4 (NP_056202.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3A3
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel