

Anti-Mobp-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13875

Artikelnummer: CM0020795

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-MOBP-Kaninchenantikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-MOBP, einem myelinassoziierten Protein, das an der Verdichtung der Myelinscheide beteiligt ist. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOBP-Kaninchen-pAb
Bezeichnung/Alias	MOBP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4336
Gen-ID	4336
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-70 des humanen MOBP (NP_891980.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13875
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku