

Anti-Moesin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P26038

Artikelnummer: CM0009165



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Moesin, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von ERM-Familienproteinen, Organisation der Zellrinde und Immunsignalisierung. UniProt P26038.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Moesin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HEL70; IMD50; Moesin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4478
Gen-ID	4478
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem MSN (P26038) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26038
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel