

Anti-Moesin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26038

Artikelnummer: CM0024417



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes Moesin (MSN), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von ERM-Familienproteinen und der Regulation des Aktin-Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Moesin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEL70; IMD50; Moesin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4478
GeneID	4478
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 des menschlichen Moesin (NP_002435.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P26038
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel