

Anti-Moesin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P26038

Artikelnummer: CM0015088



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Moesin (MSN) gerichtet ist und für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ERM-Proteinfunktionen bei der Organisation des Zellcortex, der Immunregulation und der Dynamik des Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Moesin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEL70; IMD50; Moesin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4478
GenID	4478
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 458-557 von humanem Moesin (NP_002435.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26038
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel