

Anti-Mok Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq07

Artikelnummer: CM0022938

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MOK (RAGE-1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Kinasen-Signalweg- und Ziliogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAGE; RAGE1; STK30; RAGE-1; MOK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-230 von humanem MOK (NP_055041.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQ07
Proteingewicht	48kDa
Versand	Kühltasche