

Anti-Monoaminoxidase A (Maoa) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21397

Artikelnummer: CM0009662



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane Monoaminoxidase A (MAOA), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, Maus- und Rattenproteine. Ideal für die Erforschung des Neurotransmitterstoffwechsels und der mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monoaminoxidase A (MAOA) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BRNR5; MAO-A; Monoaminoxidase A (MAOA)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4128
GeneID	4128
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 428-527 der humanen Monoaminoxidase A (MAOA) (P21397) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21397
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku