

Anti-Monoaminoxidase A (Maoa) Kaninchen-Polyclonal Antikörper Für If/Icc, Elisa - P21397

Artikelnummer: CM0017498



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonal Antikörper gegen humanes Monoaminoxidase A (MAOA), validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt mitochondriales MAOA, ein Schlüsselenzym beim Abbau von Neurotransmittern. Geeignet für Neurowissenschaften und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monoaminoxidase A (MAOA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BRNR5; MAO-A; Monoaminoxidase A (MAOA)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4128
GeneID	4128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-260 der humanen Monoaminoxidase A (NP_000231.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21397
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel