

Anti-Monoaminoxidase A (Maoa) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21397

Artikelnummer: CM0015490



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliche Monoaminoxidase A (MAOA) für Western Blot, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Neurotransmittermetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monoaminoxidase A (MAOA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRNRS; MAO-A; Monoamine Oxidase A (MAOA)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4128
GenID	4128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 der menschlichen Monoaminoxidase A (NP_000231.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21397
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eispackung