


Anti-Monoaminoxidase B (Maob) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27338

Artikelnummer: CM0003799



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humane Monoaminoxidase B (MAOB). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung des Neurotransmitterstoffwechsels und der neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monoaminoxidase B (MAOB) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAOB; Monoaminoxidase B; Monoaminoxidase B (MAOB)
Spezies	Human
GeneID (Human)	4129
GeneID	4129
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Monoaminoxidase B (MAOB) (P27338) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27338
Protein-Gewicht	59kDa
Versand	Eistasche