

Anti-Morf4L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15014

Artikelnummer: CM0028878

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MORF4L2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des NuA4-Komplexes, der Chromatinregulation und von DNA-Reparaturwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MORF4L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRGX, MORFL2, MORF4L2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9643
Gen-ID	9643
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-282 von humanem MORF4L2 (NP_001135890.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15014
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel