

## Abflo 647 Anti-Maus Cd107B (Lamp2) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P17047

Artikelnummer: CM0008198



### Einführung

Mit ABflo 647 konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD107b (LAMP2), validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Lysosomenbiogenese, Autophagie und Antigenpräsentationswegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen Anti-Maus CD107b mAk                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c                                                              |
| Spezies           | Maus                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 3920                                                                                                                         |
| GenID             | 16784                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-189 von Maus-CD107b (NP_001017959.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                         |
| SWISS             | P17047                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 46kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |