

Anti-Maus Cd107B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P17047

Artikelnummer: CM0004911



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD107b (LAMP-2). Validiert für die Durchflusszytometrie, ermöglicht dieser 46 kDa Lysosomen-Membranprotein-Antikörper den Nachweis der Maus CD107b-Expression. Ideal für Autophagie- und Lysosomenstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD107b mAb
Bemerkungen/Alias	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3920
GeneID	16784
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-189 von Maus CD107b (NP_001017959.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P17047
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eistüte