

Anti-Maus Cd112/Nectin-2 Monoklonaler Antikörper (Abflo 488) Für Fc - P32507

Artikelnummer: CM0011382



Einführung

Abflo 488-konjugierter Kaninchen-Anti-Maus CD112/Nectin-2 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für T-Zell-Signalgebung, Immunonkologie und Zelladhäsionsforschung in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD112/Nectin-2 mAb
Bemerkungen/Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; Nectin-2
Spezies	Maus
GeneID (human)	5819
GeneID	19294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 32-345 von Maus CD112/Nectin-2 (NP_033016.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P32507
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel