

Anti-Maus Cd112/Nectin-2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P32507

Artikelnummer: CM0008364



Einführung

Maus CD112/Nectin-2 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie, der auf den T-Zell-Modulator und Zelladhäsionsprotein abzielt. Validiert für Maus, ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD112/Nectin-2 mAk
Anmerkungen/Alias	MPH, Pvr, Pvs, Cd112, Pvr12, Nectin-2
Art	Maus
GenID (Mensch)	5819
GenID (Maus)	19294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-345 von Maus CD112/Nectin-2 (NP_033016.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P32507
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel