

Anti-Maus Cd117/C-Kit Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05532

Artikelnummer: CM0009291



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den Maus-CD117/c-Kit-Rezeptor für die Durchflusszytometrie. Unterstützt die hämatopoetische und Stammzellforschung und wird als zuverlässiger IVD-Rohstoff angeboten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD117/c-Kit mAk
Bemerkungen/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3815
GeneID	16590
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-523 von Maus-CD117/c-Kit (NP_001116205.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteinmasse	22kDa/108kDa/109kDa
Versand	Eisbeutel