

Anti-Maus Cd11A Monoklonaler Antikörper (Apc) Für Fc - P24063

Artikelnummer: CM0012810

Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD11a (LFA-1 alpha-Kette) für die Durchflusszytometrie. Erkennt die Leukozyten-Integrin-Untereinheit, die an Adhäsion und Immunantworten beteiligt ist. Mit rekombinantem Immunogen validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Rabbit anti-Mouse CD11a mAb
Bemerkungen/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3683
GeneID	16408
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 149-340 von Maus CD11a (NP_001240801.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24063
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel