

Anti-Mouse Cd11A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P24063

Artikelnummer: CM0009265

Einführung

-konjugierter kaninchen anti-maus CD11a monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Zielt auf Integrin alpha-L (LFA-1), beteiligt an Leukozytenadhäsion, Migration und Bildung der immunologischen Synapse. Geeignet für Immunologie und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD11a mAk
Bemerkungen/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3683
Gen-ID (Maus)	16408
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 149-340 von Maus-CD11a (NP_001240801.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24063
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel