


Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper (Biotin) Für Die Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0004150



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD11b (Integrin alpha-M, ITGAM) für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Validiert in Mausproben, rekombinantes Immunogen, vorhergesagtes Gewicht 127 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD11b-Antikörper
Anmerkungen/Alias	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3684
GeneID	16409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 143-337 von Maus-CD11b enthält (NP_032427.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel