


Monoklonaler Anti-Maus-Cd11B-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0012723



Einführung

Kaninchen-anti-Maus-CD11b-monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , für die Durchflusszytometrie. Für Maus validiert. Rekombinantes Protein als Immunogen. Ideal zur Untersuchung der Funktion von Integrin alpha-M in Monozyten, Makrophagen und Mikroglia.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD11b-mAk
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3684
GeneID (Maus)	16409
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 143-337 des Maus-CD11b (NP_032427.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku