


Anti-Maus-Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0005854



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD11b (Integrin alpha-M), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne. Geeignet für Studien zur Leukozytenadhäsion, Komplementrezeptorfunktion und Mikroglia-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus-CD11b mAb
Anmerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3684
Gen-ID	16409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 143-337 von Maus-CD11b (NP_032427.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel