


## Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper (Percp) Für Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0006080



### Einführung

PerCP-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD11b, validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf Integrin alpha-M (Mac-1), einen Leukozyten-Adhäsionsrezeptor ab. Geeignet für immunologische Forschung. SWISS P05555.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | PerCP Kaninchen-anti-Maus CD11b mAk                                     |
| Bemerkungen/Aliase | CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik |
| Spezies            | Maus                                                                    |
| GenID (Mensch)     | 3684                                                                    |
| GenID              | 16409                                                                   |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein                                                   |
| Quelle             | Kaninchen                                                               |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                  |
| Anwendung          | FC                                                                      |
| Kreuzreaktivität   | Maus                                                                    |
| SWISS              | P05555                                                                  |
| Proteingewicht     | 127 kDa                                                                 |
| Versand            | Eispackung                                                              |