

Anti-Maus-Cd11C-Mak Für Fc - Q9Qxh4

Artikelnummer: CM0012248

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Maus-CD11c-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet zur Untersuchung von Integrin alpha-X bei der Immunzelladhäsion und bei Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Anti-Maus-CD11c-mAk
Bezeichnungen/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3687
GeneID	16411
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD11c
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QXH4
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Ice-Pack