

Monoklonaler Antikörper Gegen Maus-Cd11C Für Fc - Q9Qxh4

Artikelnummer: CM0010837

Einführung

monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD11c aus Armenischem Hamster, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus-Integrin alpha-X, einen wichtigen Adhäsionsrezeptor bei Immunreaktionen. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD11c
Bezeichnungen/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3687
Gen-ID (Maus)	16411
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD11c
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QXH4
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Kühlakku