

## Anti-Maus Cd11C Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Qxh4

Artikelnummer: CM0008670

### Einführung

Armenischer Hamster monoklonaler Antikörper gegen Maus CD11c (Integrin alpha-X), validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CD11c; Immunogen rekombinantes Protein. Ideal für Forschung zu Entzündungsreaktionen und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                 |
|-------------------|--------------------------------------|
| Produktname       | anti-Maus CD11c mAk                  |
| Bemerkungen/Alias | Cr4; N418; Cd11c                     |
| Spezies           | Maus                                 |
| GenID (Mensch)    | 3687                                 |
| GenID             | 16411                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein von Maus CD11c |
| Quelle            | Armenischer Hamster                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper               |
| Anwendung         | FC                                   |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                 |
| SWISS             | Q9QXH4                               |
| Proteingewicht    | 129kDa                               |
| Versand           | Eisbeutel                            |