

Anti-Mouse Cd11C Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - Q9Qxh4

Artikelnummer: CM0006015

Einführung

-konjugierter anti-Maus CD11c monoklonaler Antikörper (Klon N418), validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf Integrin alpha-X, einen dendritischen Zellmarker, für die Analyse von Maus-Immunzellen ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	anti-Maus CD11c mAk
Bemerkungen/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3687
GenID	16411
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD11c
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QXH4
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel